

AUDITEST

UN APPAREIL ULTRA PORTABLE CLASSÉ PROFESSIONNEL



L'audiomètre de dépistage manuel AudiTest a été conçu pour un dépistage précis des capacités auditives en ambulatoire. Moderne et performant, sa taille et son ergonomie permettent de l'utiliser d'une seule main :



- Gamme de 11 fréquences, variables de 125 Hz à 8000 Hz
 - Niveau sonore ajustable de -10 à 100 dB (HL) par pas de 5 dB
 - 2 modes de présentation du son : continu ou pulsé
 - Alimentation par 2 simples piles bâtons de 1,5V
 - Affichage sur écran LCD :
 - Fréquence et intensité
 - Mode de stimulus
 - Etat de charge des piles
 - Emission du son
 - Touches silencieuses et embossées
 - Arrêt automatique
 - Marquage CE Médical CE0459 (G-MED)
- Conforme à la norme de l'audiométrie EN 60645-1

Livré dans une trousse incluant :

- Boîtier audiométrique
- Casque
- 2 piles
- Notice d'utilisation et d'entretien

**GARANTIE 3 ANS
CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES**

Type	4 - dépistage et contrôle (selon EN 60645-1)
Sortie	CA - Conduction Aérienne
Fréquences	125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
Niveau de sortie	- 10 à 100 HLdB
Incrément de niveau	5 dB
Stimulations	Son continu, son pulsé
Casque	Sennheiser : léger, confortable, haute isolation phonique
Alimentation	2 piles de 1,5 V - type AA / LR06
Précisions	Fréquences +/- 2 % - Niveaux +/- 3 dB
Dimensions boîtier	79 x 122 x 33 mm
Poids total de l'ensemble	600 g (155 g boîtier audiométrique seul)